



REGULADORES DE PRESIÓN

PRESSURE REGULATORS

G106 - PRESET PRESSURE REGULATOR WITH FLOW METER PRESSURE GAUGE AND EXTRA OUTLET

Fixed pressure regulator with flow regulation. Rotating outlet to get the desired orientation, with hose connector or connector for humidifier. Equipped with an extra outlet for gas supply.

Application: Indicated for the supply of medical gases.

For use in hospitals, ambulances, first aid kits and oxygen therapy.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Class: IIB
- Standard: UNE-EN ISO 10524-4
- Inlet connection: Medical gases
- Outlet connection: 1/4M; 9/16M
Socket: AFNOR, DIN, CM, BS
- Inlet pressure: 200 bar
- Outlet pressure: 4,5 bar
- Standard Flow: 0-15 l/min
- Dimensions: 180 X 125 X 93 mm
- Weight: 1050 gr
- Operating temperature: 0°C +40°C
- Storage temperature: -20°C +60°C

ACCESORIES

- Humidifier
- Flexible (with connector)



G106 - REGULADOR DE PRESION FIJA CON CAUDALIMETRO MANOMETRO Y TOMA EXTRA

Regulador de presión de salida fija y caudal regulable. La salida es giratoria para la orientación deseada, con pitón para mascarilla o para humidificador. Equipado con una toma extra para suministro de gases.

Aplicación: Indicado para el suministro de gases medicinales.

Para uso en hospitales, ambulancias, maletines de primeros auxilios y oxigenoterapia.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Clase: IIB
- Normativa: UNE-EN ISO 10524-1
- Conexión de entrada: Gases medicinales
- Conexión de salida: 1/4M; 9/16M
Toma: AFNOR, DIN, CM, BS
- Presión de entrada: 200 bar
- Presión de salida: 4,5 bar
- Caudal estándar: 0-15 l/min
- Dimensiones: 180 X 125 X 93 mm
- Peso: 1050 gr
- Condiciones ambientales de utilización: 0°C +40°C
- Condiciones ambientales de almacenamiento: -20°C +60°C

ACCESORIOS

- Humidificador
- Manguera (con conector)